


 wellion<sup>®</sup>

PRODUKTY COVID-19

*PRODUKTY COVID-19*



Vaše RAKOUSKÁ  
značka produktů  
pro diabetiky



Ihre  
ÖSTERREICHISCHE  
Gesundheitsmarke




# Rychlý antigenní test SARS-CoV Ag Antigénový rychlotest SARS-CoV-2

## Specifikace / Špecifikácie:


Princip testu:	Chromatografická imunoesej
Princíp testovania:	chromatografická imunoanalýza
Typ vzorku:	Stěry z nosní sliznice, orofaryngu, nasofaryngu
Druh vzorky:	Nazální výter, orofaryngeální výter, nazofaryngeální výter
Velikost vzorku / Objem vzorky:	60 µl
Testovací doba / Dĺžka testovania:	15 minut / minút
Okolní teplota / Teplota okolia:	15-30°C
Skladovací teplota / Skladovacia teplota:	2-30°C
Trvanlivost, skladovací doba / Doba použiteľnosti:	24 měsíců / mesiacov
Specifická / Špecifickosť:	100%
Senzitivita / Senzitivita:	95,04%
Klinická přesnost / Klinická presnosť:	98,91%
Velikost balení / Veľkosť balenia:	25 testů / 25 testov

## Testovací procedura / Postup testovania


### 1. Odběr vzorku / Odber vzorky:



Z nosní sliznice  
Nazální výter







Z orofaryngu  
Orofaryngeální výter



Z nasofaryngu  
Nazofaryngeální výter

### 2. Příprava vzorku / Příprava vzoriek:



## Interpretace výsledku testu / interpretácia výsledku testu

 15 min	 <b>Pozitivní</b> <b>Pozitívny</b>	 <b>Negativní</b> <b>Negatívny</b>	 <b>Falešný</b> <b>Neplatný</b>
------------	--	--	---------------------------------------

Rychlý antigenní test Wellion SARS-CoV-2 Ag Antigénový rychlotest Wellion SARS-CoV-2	Obsah / Obsah 25 ks / 25 kusov	Číslo zboží / Číslo produktu VCD05-01-01
---	-----------------------------------	---